

6

Mole Fast 96核酸提取仪

全新
升级

快

6min

准

高纯度

安全

双重防护



产品优势

快速
提取

6min即可完成提取

结果
精准

高纯度提取, 磁珠回收率 $\geq 99.5\%$

双重
防护

紫外杀菌装置和11级高效空气过滤系统, 有效降低气溶胶污染

断电
保护

断电后, 程序可继续执行

液面
识别

可根据液体体积自动调整振幅, 避免因不适当的参数设置导致液体溢出

高通量
大容量

程序可兼容96高通量和24大容量提取, 6min完成96个样本的提取

产品参数

技术参数	96通道	24通道
样品通量	96	24
处理体积	20-1000 μ l	100 μ l-5ml
型号	Mole Fast96	
备案证	一类医疗器械备案证20210050	
磁珠回收率	$\geq 99.5\%$	
电源	AC100-240V, 50-60Hz	
操作界面	7英寸, 870 \times 1550彩色屏, 支持中英文一键切换	
电源控制	伺服电机	
网络设置	可扩展以太网远程控制	
仪器重量	45kg \pm 0.5kg	
仪器外观尺寸	(685mm \times 840mm \times 390mm) mm \pm 10mm	
紫外灯	有	
污染控制	封闭式罩壳和11级高效空气过滤系统	



江苏默乐生物科技股份有限公司
Jiangsu Mole BioScience Co., Ltd.

股票代码: 839185

江苏·泰州

地址: 江苏省泰州市医药高新区健康大道805号G116幢6-7层
电话: 0523-86080606

浙江·杭州

地址: 浙江省杭州市余杭区文一西路1500号健康谷5号楼4-5层
电话: 0571-87209306 / 87209308